



# MAILLOT ERABLE

## Mastic a cicatriser cut pasta 500 gr

› Outils, fils, accessoires › Mastic

ref. 4411

**38,00€**

[+] Voir sur le site



### Description

Mon préféré ! Essayez moi sur un Acer ! Boite familiale de 500 grammes. Se conserve longtemps sans dégradation. Avec des hormones cicatrisantes. Les plus belles cicatrisations rapides grâce à ce produit connu de tous. Appliquer la pâte sur les plaies de taille proprement coupées et sèches. Se conserve au frais et fermée hermétiquement durant plusieurs années, Boite familiale. Format économique. Pour faciliter sa mise en œuvre il faut prendre une boulette de pâte, la malaxer dans la paume de la main pour la ramollir et l'appliquer sur la plaie de taille. Petite astuce pour éviter que la pâte adhère a vos doigts : placer sur le mastic une fois en place un linge humide qui évitera ainsi l'adhérence vous permettant ainsi de bien appuyer pour que le produit plaque sur la plaie de taille gage de réussite.